

Distributed by:  
berkeleyhealth  
52 Berkeley Square  
Mayfair London W1J 5BT UK  
+44 20 8191 0500  
support@berkeleyhealth.com  
www.berkeleyhealth.com

EC REP Qarad EC-REP BV  
Pas 257  
2440 Geel - Belgium

PRIMA LAB SA  
Via Antonio Monti 7  
CH-6828 Balerna - SWITZERLAND  
+41 91 605 1030  
support@primalabsa.ch  
primalabsa.ch

REF 890034  
890034\_IFU\_72\_5.0 08/2022

Registered trademarks.

## berkeleyhealth C-REACTIVE PROTEIN

### INFLAMMATION AND INFECTION

- Rapid self-test for the semi-quantitative detection of C-Reactive Protein (CRP) in whole blood samples
- Selbst-Schnelltest für den semiquantitativen Nachweis von C-reaktivem Protein (CRP) in Vollblutproben
- Autotest rapide pour la détection semi-quantitative de la protéine C réactive (CRP) dans les échantillons de sang total
- اختبار ذاتي سريع للكشف شبه الكمي عن التفاعلي في عينات من الدم البشري الكامل

### INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG NOTICE D'UTILISATION شرة تعليمات الاستخدام

#### C-REAktives PROTEIN

C-Reactive Protein (CRP) is an acute-phase protein that is produced mainly by the liver and increases in concentration as a result of injury, infection and inflammation. Although it is not a specific marker for a particular disorder, CRP is currently used as a generic diagnostic indicator of infection and inflammation and to monitor patients' reactions to treatment and post-operative recovery. CRP levels in the blood are high during bacterial infections and low during viral infections. For this reason, the dosage of C-reactive protein can be a useful tool to define the origin of an inflammatory state. Monitoring CRP levels over time helps to define the effectiveness of a therapy and evaluate a patient's healing process. CRP levels in the blood reach their peak concentration between 24 and 48 hours after the onset of the first symptoms of infection/inflammation, and then begin to decrease as the infection clears/inflammation subsides. The C-Reactive Protein Test provides a semi-quantitative evaluation of blood CRP levels that helps with therapeutic diagnosis and monitoring.

#### PRINCIPLE OF THE TEST


The C-REACTIVE PROTEIN TEST is a rapid immunochromatographic assay for the semi-quantitative detection of the C-Reactive Protein in human blood samples. It uses special gold-conjugated monoclonal antibodies integrated into the reactive strip.

#### REFERENCES

- THOMPSON, D.; MILFORD-WARD, A.; WHICHER, J. T. „The value of acute phase protein measurements in clinical practice“. Annals of clinical biochemistry, 1992, 29:2: 123-131.
- SHAW, A. C. „Serum C-reactive protein and neopterin concentrations in patients with viral or bacterial infection“. Journal of clinical pathology, 1991, 44:7: 596-599
- C-reactive protein concentrations as a marker of inflammation or infection for interpreting biomarkers of micronutrient status. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Genf: World Health Organization; 2014 ([https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/indicators\\_c-reactive\\_protein/en/](https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/indicators_c-reactive_protein/en/))
- <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/c-reactive-protein-test/about/pac-20385228>

#### CONTENTS OF THE KIT

\* The number of the testing devices of the kit may vary. For the exact number of tests contained, please refer to the "content" section on the external box.



\* Material required but not supplied: cotton wool, a device to measure time (i.e. timer, watch).  
\* Do not open the sealed aluminium bag until just before performing the test. Take care to open it as marked.  
\* The desiccant packet must not be used. Dispose of it with household waste without opening it.

#### PRECAUTIONS

- In vitro diagnostic device for individual use.
- Read these instructions for use carefully before performing the test. The Test is reliable only if all the instructions are followed correctly.
- Keep the Test out of the reach of children.
- Do not use the Test after the expiry date, if the package is damaged or if the aluminium pouch is not sealed and intact.
- Follow the procedure exactly, using only the specified quantities of blood and diluent.
- Use the C-REACTIVE PROTEIN TEST cassette immediately after removal from the aluminium pouch.
- To maintain the proper test functionality, store the components at temperatures between +4°C and +30°C. Do not freeze.
- Use the Test and lancing device once only.
- The test is for external use only. DO NOT SWALLOW.
- Not recommended for people who take anti-coagulant medications (blood thinners) or people suffering from haemophilia.
- After using, please dispose of all components according to your local waste disposal laws. Ask your pharmacist for advice.
- If you test another person, handle the blood samples as if containing a blood-borne infectious agent. Wear disposable gloves during use.

#### C-REAktives PROTEIN

C-reaktives Protein (CRP) ist ein Akute-Phase-Protein, das hauptsächlich von der Leber produziert wird und dessen Konzentration infolge von Verletzungen, Infektionen und Entzündungen ansteigt. Obwohl es sich nicht um einen spezifischen Marker für eine bestimmte Erkrankung handelt, wird das CRP derzeit als generischer diagnostischer Indikator für Infektionen und Entzündungen sowie zur Überwachung von Patientenreaktionen auf Therapien und des postoperativen Verlaufs eingesetzt. Bei bakteriellen Infektionen sind die CRP-Spiegel im Blut hoch, bei Virusinfektionen sind sie dagegen gering erhöht. Daher kann der Wert des C-reaktiven Proteins ein nützliches Instrument sein, um die Ursache eines Entzündungszustandes zu bestimmen. Das Monitoring der CRP-Spiegel im Zeitverlauf hilft bei der Beurteilung einer therapeutischen Wirksamkeit und des Heilungsprozesses eines Patienten. Die CRP-Spiegel im Blut erreichen den Höchstwert der Konzentration zwischen 24 und 48 Stunden nach dem Auftreten der ersten Symptome der Infektion/Entzündung und sinken anschließend bei komplikationslosem Verlauf. Der C-Reactive Protein Test bietet eine semi-quantitative Bestimmung der CRP-Spiegel im Blut zur Unterstützung der Diagnosefindung und der therapeutischen Überwachung.

#### PRINZIP DES TESTS


Der C-REACTIVE PROTEIN TEST ist ein immunochromatographischer Schnelltest für den semiquantitativen Nachweis von C-reaktivem Protein in humanen Blutproben dank spezieller mit Gold konjugierter monoklonaler Antikörper, die im Teststreifen enthalten sind.

#### BIBLIOGRAPHIE

- THOMPSON, D.; MILFORD-WARD, A.; WHICHER, J. T. „The value of acute phase protein measurements in clinical practice“. Annals of clinical biochemistry, 1992, 29:2: 123-131.
- SHAW, A. C. „Serum C-reactive protein and neopterin concentrations in patients with viral or bacterial infection“. Journal of clinical pathology, 1991, 44:7: 596-599
- C-reactive protein concentrations as a marker of inflammation or infection for interpreting biomarkers of micronutrient status. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Genf: World Health Organization; 2014 ([https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/indicators\\_c-reactive\\_protein/en/](https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/indicators_c-reactive_protein/en/))
- <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/c-reactive-protein-test/about/pac-20385228>

#### INHALT DES KITS

\* Die Anzahl der in der Verpackung enthaltenen Testvorrichtungen kann variieren. Bitte entnehmen Sie die genaue Anzahl der enthaltenen Tests dem Abschnitt „Inhalt“ auf der Außenseite der gekauften Packung.



\* Nicht erforderliches Material: Wattebausch, ein Zeitmesser (z. B. Chronometer, Uhr).  
\* Den Aluminiumbeutel erst kurz vor der Durchführung des Test öffnen; dabei die Öffnungskerbe beachten.  
\* Der Trockenmittelbeutel darf nicht verwendet werden. Nicht öffnen und mit dem Haushaltsabfall entsorgen.

#### VORSICHTSMASNAHMEN

- Dieser Test ist für die in-vitro-Diagnostik für den Eigengebrauch vorgesehen.
- Vor der Durchführung des Tests aufmerksam die Gebrauchsanweisung lesen. Der Test ist zuverlässig, wenn die Gebrauchsanweisung genau befolgt wird.
- Den Test für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie den Test nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder wenn die Packung beschädigt oder der Folienbeutel nicht versiegelt und nicht unversehrt ist.
- Das beschriebene Verfahren genau befolgen und die angegebenen Blut- und Verdünnungsmittelmengen genau einhalten.
- Die Kassette C-REACTIVE PROTEIN TEST unmittelbar nach der Entnahme aus dem Aluminiumbeutel.
- Bewahren Sie die Testkomponenten bei +4°C bis +30°C auf, um die Funktionstüchtigkeit des Tests zu erhalten. Nicht einfrieren.
- Den Test und die Lanzette nur einmal verwenden.
- Der Test ist nur für die äußerliche Anwendung bestimmt. NICHT VERSCHLUCKEN.
- Nicht für Personen empfohlen, die Medikamente einnehmen, die das Blut verflüssigen (Antikoagulanzen), oder für Personen, die an Hämophilie leiden.
- Nach dem Gebrauch sind alle Komponenten in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Fragen Sie Ihren Apotheker.
- Behandeln Sie die Blutprobe im Falle der Durchführung des Tests an einer anderen Person wie potentielle Überträger von Infektionskrankheiten und tragen Sie bei der Verwendung Einweghandschuhe.

Medical devices inside the kit:  
Medizinische Geräte innerhalb des Kits:  
Dispositifs médicaux à l'intérieur du kit :  
الأجهزة الطبية داخل المجموعة:

STERILE | R | antiseptic cleanser gauze: 70% Alcohol

Gaze zur antiseptischen Reinigung der Haut: 70% Alkohol

compresse pour un nettoyage antiseptique : 70% Alcool

شاش مطهر لتنظيف البشرة : 70% كحول

Lanzette

Bloc autopriseur

ampoule à usage unique

Vitrex Medical A/S

Vasekær 6-8

DK-2730 Herlev

Denmark

CE Xiangcheng

0197 Suzhou 215133 - China

Emergo Europe

Prinsesgracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

#### SYMBOLS / SYMBOLE / SYMBOLES / الرموز

IVD In vitro Diagnostic device

In-Vitro-Diagnostikum

Dispositif médical de diagnostic in vitro

جهاز تشخيصي مخبري

Sufficient for <n> tests

Ausreichend für <n> Tests

Suffisant pour <n> tests

في الحالات التي يتطلبها <n>

Temperature limits

Temperaturbegrenzung

Limite de température

حدود درجة الحرارة

Do not reuse

Nicht wiederverwenden

Ne pas réutiliser

معنی إعادة الاستخدام

Expiry date (last day of the month)

Verwendbar bis ( letzter Tag des Monat)

Utiliser jusqu'au (dernier jour du mois)

مُعَدّل مُعتمد في المجتمع الأوروبي

REF List number

Katalognummer

Code produit

أرقام

Lot number

Chargenbezeichnung

إسم العبوة

CE CE marking

CE-Kennzeichnung

CE علامة









Legal manufacturer

Hersteller

Fabricant

جهة الصنع القانونية

الجهة المصنعة



#### TEST PROCEDURE

- Wash hands with soap and warm water, rinse with clean water and allow to dry. Note: the use of warm water facilitates capillary blood collection as it induces vasodilation.
- Lay out the material needed as follows: open the aluminium bag, take out only the test cassette and dispose of the desiccant packet. Open the plastic packet containing the pipette. Open the vial by unscrewing the white cap, making sure it does not fall to the ground. — FIG. A
- Take the protective cap of the sterile lancer 360° without pulling it, then extract and discard the cap. — FIG. B
- Gently massage the finger chosen for the puncture (the side of the ring finger is recommended). It is important that the massage is done from the palm of the hand to the fingertip, to improve blood flow. Press the open end of the lancet (the side the cap has been extracted from), against the fingertip — FIG. C. The tip of the lancet automatically retracts after use. If the lancet does not work properly, discard it and use the second one supplied. If the second one is not required, it can be disposed of without special precautions.
- Holding the hand downwards, massage the finger until a large drop of blood forms. It is important to massage from the palm of the hand to the fingertip to improve blood flow. — FIG. D
- Take the pipette without pressing the bulb. Two sampling methods are suggested:
  - FIG. E1: hold the pipette horizontally without pressing the bulb place it in contact with the drop of blood, it will enter the pipette by capillarity. Move the pipette away when the black line is reached. If there is not enough blood, continue to massage the finger until the black line is reached.
  - FIG. E2: place the pipette on a clean, flat surface with the tip protruding from the surface, then place the drop of blood in contact with the pipette, it will enter by capillarity. If blood is not sufficient, continue massaging the finger until the blood has reached the black line. Avoid, as far as possible, to continuously move the tip of the pipette away from the finger in order to prevent the formation of air bubbles.
- Deposit the blood collected with the pipette into the previously opened vial. Press the pipette bulb 2 or 3 times to ensure that all the blood has moved into the diluent solution. Replace the screw cap onto the vial and mix well for at least 10 seconds. — FIG. F
- Unscrew the blue cap from the dropper vial (leave the white cap tightly screwed on). — FIG. G
- Deposit 3 drops into the well shown on the cassette (S). — FIG. H
- Wait 5 minutes and then read the results as indicated.

#### RESULTS INTERPRETATION

**READ THE RESULT AT EXACTLY 5 MINUTES.**  
**DO NOT READ THE RESULT AFTER 6 MINUTES.**

The result must be interpreted independently of the colour intensity of the bands that may appear in the reading window.

**NEGATIVE, C-REACTIVE PROTEIN BELOW 10 MG/L**

A coloured band appears only under the C (Control) sign, as shown in the figure on the right. This result indicates that the concentration of CRP is below 10 mg/l and suggests the absence of infection and inflammation.



**POSITIVE, C-REACTIVE PROTEIN BETWEEN 10 AND 40 MG/L**

Two coloured bands appear in the reading window, one by the C (Control) sign, the other by the T1 sign, as shown in the figure on the right. It is recommended to consult a physician, as CRP values between 10 and 40 mg/l may be associated with a viral infection or the onset of a bacterial infection. An inflammation caused (for example) by physical trauma can also lead to this kind of result.



**POSITIVE, C-REACTIVE PROTEIN BETWEEN 40 AND 80 MG/L**


In the reading window, three coloured bands appear, one by the C sign and two others by the T1 and T2 signs, as shown in the figure on the right. Consult a physician, as this result may be associated with a viral or bacterial infection or physical trauma.



**POSITIVE, C-REACTIVE PROTEIN OVER 80 MG/L**

Four coloured bands appear in the reading window, one by the C sign and three others by the T1, T2 and T3 signs, as shown in the figure on the right. Consult a doctor, as this result may be associated with a bacterial infection or severe inflammation.

**NOTE:** The colour intensity in the control and test line regions may vary (as represented in the images). The intensity of the bands is not relevant; only their presence must be considered.



#### NON VALID RESULT

The control band does not appear (no lines appear or one or more T bands appear without the C band). Insufficient sample volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for the absence of the control line. Review the procedure and repeat the test with a new device and a new blood sample.



#### UNGÜLTIGES RESULTAT

The control line does not appear (no lines appear or one or more T bands appear without the C band). Insufficient sample volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for the absence of the control line. Review the procedure and repeat the test with a new device and a new blood sample.



#### F.A.Q. - QUESTIONS AND ANSWERS

##### HOW DOES THE C-REACTIVE PROTEIN TEST WORK?

The test detects the presence of CRP in human whole blood samples using specific antibodies and colloidal gold particles embedded in the test strip.

**IS THE RESULT RELIABLE IF READ AFTER 6 MINUTES?** No. The test must be read 5 minutes after the procedure is completed and no later than 6 minutes from this time. Results read after 6 minutes may not be correct.

**WHEN CAN THE TEST BE USED?** The C-REACTIVE PROTEIN TEST may be used in the case of infection or inflammation symptoms such as fever, headache or weakness, or to monitor the healing process following surgery and/or overwaching of the healing process nach Operationen und kleinen Wunden durchgeführt werden. Der Test kann ferner zum Monitoring der Wirksamkeit einer Therapie eingesetzt werden und er kann zu jeder Tagezeit durchgeführt werden.

**CAN THE RESULT BE INCORRECT?** The result is correct as long as the instructions are carefully followed and the test is stored under the conditions listed in the „Precautions“ section. However, the result may not be correct if the device comes into contact with other liquids before being used, if the amount of blood and/or diluent is not enough, if the number of drops dispensed in the well is incorrect or if the reading times are not strictly followed. The supplied plastic pipette allows users to be sure they have collected the right amount of blood.

**HOW ACCURATE IS THE C-REACTIVE PROTEIN TEST?** The C-REACTIVE PROTEIN Test showed high concordance with analytical reference methods, with 97% accuracy in distinguishing between normal (< 10 mg/l) and abnormal values.

**HOW DO I INTERPRET THE TEST IF THE COLOUR AND INTENSITY OF THE TEST AND CONTROL BANDS ARE DIFFERENT?** The colour and the intensity of the lines are not important for the interpretation of the result. Refer

to the „Interpretation of results“ section and images to correctly evaluate the result.







**IS THE RESULT RELIABLE IF READ AFTER 6 MINUTES?** No. The test must be read 5 minutes after the procedure is completed and no later than 6 minutes from this time. Results read after 6 minutes may not be correct.

**WHAT SHOULD I DO IF THE RESULT IS POSITIVE?** If the result is positive and the CRP is higher than 10 mg/l, refer to the „Result interpretation“ section and contact your doctor as soon as possible, because antibiotic treatment may be required.

**WHAT SHOULD I DO IF THE RESULT IS NEGATIVE?** A negative result means that the concentration of CRP is below 10 mg/l which means that there is neither viral nor bacterial infection in progress. If symptoms persist, seek medical advice.

**HOW ACCURATE IS THE C-REACTIVE PROTEIN TEST?** Wenn das Resultat negativ ist, bedeutet dies, dass die CRP-Konzentration unter 10 mg/l liegt; was wiederum bedeutet, dass weder eine virale noch eine bakterielle Infektion besteht. Jedoch sollte ein Arzt konsultiert werden, wenn die Symptome anhalten.

**WIE GENAU IST DER C-REACTIVE PROTEIN TEST?** Der C-REACTIVE PROTEIN Test hat eine hohe Übereinstimmung mit den Referenzanalysenmethoden gezeigt, mit einer Genauigkeit von 97% bei der Unterscheidung zwischen Normalwerten (< 10 mg/l) und Werten, die außerhalb der Normalwerte liegen.



#### DURCHFÜHRUNG DES TESTS

- Hände mit Seife und warmem Wasser waschen, mit frischem Wasser abspülen und trocknen lassen. Falls dies nicht möglich ist, verwenden Sie als Alternative die mitgelieferte Gaze. Hinweis: Die Verwendung von warmem Wasser erleichtert die Entnahme von Kapillarblut, da es eine Vasodilatation hervorruft.
- Das notwendige Material wie folgt bereitlegen: Den Aluminiumbeutel öffnen und nur die Kassette entnehmen. Den Beutel mit dem Trockenmittel wegwerfen. Den Pipette enthaltenden Kunststoffbeutel öffnen. Öffnen Sie den Tropfer durch Drehen der weißen Kappe, achten Sie darauf, ihn nicht fallen zu lassen. — **ABB. A**
- Den Lanzettlöffel der Lanzeette um 360° ohne zu ziehen, dann ziehen. Die Schutzkappe abziehen und entfernen. — **ABB. B**
- Gentle massage the finger chosen for the puncture (the side of the ring finger is recommended). It is important that the massage is done from the palm of the hand to the fingertip, to improve blood flow. Press the open end of the lancet (the side the cap has been extracted from), against the fingertip — **FIG. C**. The tip of the lancet automatically retracts after use. If the second one is not required, it can be disposed of without special precautions.
- Holding the hand downwards, massage the finger until a large drop of blood forms. It is important to massage from the palm of the hand to the fingertip to improve blood flow. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. Drücken Sie das offene Ende der Lanzeette (die Seite, von der die Kappe abgezogen wurde) gegen die Fingerspitze — **ABB. C**. Die Spitze der Lanzeette zieht sich nach automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Nehmen Sie die Pipette, ohne den Ballon zu drücken. Es werden zwei Probenahmeverfahren vorgeschlagen:
  - **ABB. E1**: Halten Sie die Pipette waagerecht, ohne den Ballon zu drücken, bringen Sie sie in Kontakt mit dem Blutropfen, der durch Kapillarwirkung in die Pipette eindringt. Entfernen Sie die Pipette vom Finger, sobald die schwarze Linie erreicht ist. Wenn nicht genug Blut vorhanden ist, massieren Sie den Finger weiter, bis die schwarze Linie erreicht ist.
  - **ABB. E2**: Legen Sie die Pipette auf eine saubere, ebene Oberfläche, wobei die Spitze über die Kante der Oberfläche übersteht. Bringen Sie den Blutropfen dann in Kontakt mit der Pipette, er wird durch Kapillarwirkung eindringen. Wenn das Blut nicht ausreicht, massieren Sie den Finger weiter, bis das Blut die schwarze Linie erreicht hat. Vermeiden Sie nach Möglichkeit, die Pipettenspitze ständig vom Finger wegzu bewegen, um die Bildung von Luftblasen zu verhindern.
- Nehmen Sie den zuvor geöffneten Tropfer und füllen Sie unmittelbar das gesamte Blut ein. Drücken 2 oder 3 Mal auf den Kolben der Pipette und stellen Sie sicher, dass alles Blut im Verdünnungsmittel ist. Dann setzen die Schraubkappe auf den Tropfer und mischen das Ganze 10 Sekunden lang gut. — **ABB. F**
- Den blauen Verschluss von der Tropfenschlauch abschrauben (der weiße Verschluss muss festgeschraubt bleiben) — **FIG. G**. 3 Tropfen in die auf der Kassette (S) angegebene Vertiefung. — **ABB. H**
- 5 Minuten warten und lesen Sie die Ergebnisse unter Bezugnahme auf den nächsten Abschnitt zur Interpretation der Ergebnisse ab.

#### TEST PROCEDURE

- Wasen die Hände mit Seife und warmem Wasser, mit frischem Wasser abspülen und trocknen lassen. Falls dies nicht möglich ist, verwenden Sie als Alternative die mitgelieferte Gaze. Hinweis: Die Verwendung von warmem Wasser erleichtert die Entnahme von Kapillarblut, da es eine Vasodilatation hervorruft.
- Das notwendige Material wie folgt bereitlegen: Den Aluminiumbeutel öffnen und nur die Kassette entnehmen. Den Beutel mit dem Trockenmittel wegwerfen. Den Pipette enthaltenden Kunststoffbeutel öffnen. Öffnen Sie den Tropfer durch Drehen der weißen Kappe, achten Sie darauf, ihn nicht fallen zu lassen. — **ABB. A**
- Den Lanzettlöffel der Lanzeette um 360° ohne zu ziehen, dann ziehen. Die Schutzkappe abziehen und entfernen. — **ABB. B**
- Masse die Handfläche, um die Kapillarblutfluss zu verbessern. Drücken Sie die Pipette auf die Fingerröhrchen (die Seite des Ringfingers ist empfohlen). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. Drücken Sie die Pipette auf die Fingerröhrchen (die Seite des Ringfingers ist empfohlen). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. C**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht sich automatisch zurück. Wenn die Lanzeette nicht richtig funktioniert, entsorgen Sie sie und verwenden Sie die zweite mitgelieferte Lanzeette. Wird die zweite Lanzeette nicht benötigt, kann sie ohne besondere Vorkreher entsorgt werden.
- Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Blutropfen bildet. Es ist wichtig, dass die Handfläche bis zur Phalanx zu massieren, um die Blutfluss zu verbessern. — **FIG. D**
- Massieren Sie vorsichtig den für die Punktionsfinger gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers). Es ist wichtig, dass die Massage von der Handfläche bis zur Phalanx erfolgt, um die Durchblutung zu verbessern. — **FIG. D**
- Die Lanzeette zieht